

# Énoncé en matière de confidentialité et de sécurité d'Illumina Proactive

Service à distance de surveillance de la performance des instruments conçu pour satisfaire aux meilleures pratiques de l'industrie et respecter les exigences en matière de sécurité et de confidentialité

**illumina**<sup>®</sup>

## Certification infonuagique et attestations

ILLUMINA Proactive s'intègre avec l'infrastructure infonuagique existante d'ILLUMINA fournie par Amazon Web Services (AWS). L'accès sécurisé aux données est géré à l'aide d'ILLUMINA BaseSpace<sup>MC</sup> Sequence Hub, dont la suite d'applications infonuagiques a obtenu la certification de vérification annuelle ISO 27001:2013 et l'attestation de l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (AT101). Le service ILLUMINA Proactive ne requiert pas de compte BaseSpace Sequence Hub.

## Mesures de protection de la confidentialité

- ILLUMINA Proactive n'accède à aucun renseignement permettant d'identifier une personne ni à aucun renseignement sensible de patient contenu dans les instruments d'ILLUMINA, et n'en transfère aucun.
- ILLUMINA Proactive utilise un seul écran de commande à travers tous les instruments d'ILLUMINA, ce qui offre des commandes cohérentes pour l'utilisateur, y compris les capacités suivantes :
  - activer ou désactiver ILLUMINA Proactive en tout temps;
  - envoyer des données sur la performance d'instrument uniquement lorsque des instruments sont activés, et transférer des données d'instrument dans des fichiers délimités par des virgules vers l'entrepôt de données AWS sécurisé d'ILLUMINA.
- ILLUMINA Proactive a été conçu et testé pour garantir que le système n'accède à aucun renseignement sensible, à aucune donnée génomique ni à aucun identificateur d'échantillon de patients, et qu'il n'en transfère aucun.

# illumina<sup>®</sup>

Numéro sans frais aux États-Unis : + (1) 800 809 4566  
Téléphone : + (1) 858 202 4566 | techsupport@illumina.com  
www.illumina.com

© 2022 ILLUMINA, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété d'ILLUMINA, Inc. ou de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir des renseignements sur les marques de commerce, consultez la page [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).  
M-GL-01093 FRA v1.0

## Mesures de protection de la sécurité

- Toutes les données « au repos » sont chiffrées conformément à la norme de chiffrement avancé (AES)-256 et les données « en transit », selon le protocole de sécurité de la couche transport (TLS 1.2).
- Les processus de sauvegarde sont testés chaque année et sont validés par l'entremise d'une vérification tierce.
- Pour garantir que l'application fonctionne comme prévu, une vérification complète de la régression logicielle est effectuée lorsque de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées.
- Les mesures de protection de la sécurité supplémentaires comprennent, mais sans s'y limiter :
  - vérification de la vulnérabilité/du risque de pénétration;
  - détection des intrusions;
  - gestion de l'accès aux privilèges;
  - antivirus;
  - correctifs de sécurité.



Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la note technique [Sécurité des données à l'aide d'ILLUMINA Proactive](#).

## HIPAA

ILLUMINA se conforme aux règles de l'HIPAA en développant et en maintenant les politiques et les procédures nécessaires pour respecter les règles en matière de confidentialité, de sécurité et de notification de brèches.

## Politique de confidentialité mondiale d'ILLUMINA

ILLUMINA s'engage envers une gérance responsable et un usage éthique des renseignements personnels en accord avec les lois internationales sur la confidentialité en vigueur.

Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité mondiale, disponible à la page [www.illumina.com/company/legal/privacy.html](http://www.illumina.com/company/legal/privacy.html).